

# 材料別特性



## Johnny's Factory 取り扱い材料一覧

※数値はメーカー公表値です

材料	メーカー	種類	色	Mpa	靱性値	透過性		
Zirconia	ヤマキン	KZR	T(LT)	WH	1380	6.1	33%	
			HT	A1-A3.5	1200	5.8	43%	
		P-ナノZR	SHT (3歯 <sup>*</sup> 迄)	WH	A1-3	770	3.8	51%
				A1-3				
	ジオメディ	LUXEN※	Zr HT (在庫限り)	S2のみ	1200	18.8	34%	
				Enamel	E1		1100	40%
			E2		39%			
			Smile(SHT) (3歯 <sup>*</sup> 迄)	SMS1	800		44%	
				SMS2			42%	
			Multi Premium (3歯 <sup>*</sup> 迄)	MA1	700 ~1100		47% ~40%	
	MA2							
	松風	ZR-SS	カラード (在庫限り)	PL	1396	1019	31%	
				PM				
			ルーセントFA (5歯迄)	SLI(A1)	エナメル層1034 ボディー層1163 サービカル層1454		エナメル層44% ボディー層40% サービカル層37%	
				LI(A2)				
	MI(A3)							
	アイキャスト	BELLEZZA (在庫限り)	MT	A1-2	1100	5	43%	
			HT	V-MV	900	3.3	49% 48%	
	デンケン ハイデンタル	ジルコアート 2	GD・MT	A1-A3.5	1158		44%	
	ストローマン	Sakura	グラデーション	SLW	1200以上		45%以上	
SLR								
SL								
L								

※ジオメディ社製LUXENジルコニアに限り別途A1~A3.5の着色サービスがあります21Pへ