

対応インプラント



対応メーカー		シングル		ブリッジ	
		チタン	ジルコニア	チタン	ジルコニア
Megagen	AnyRidge AnyRidge®	○	○	○	○
	AnyOne AnyOne®	○	○	○	○
NobelBiocare	Replace NP / RP / WP	○	○	○	○
	Branemark NP / RP	○	○	○	○
	Active 3.0	○	○	○	—
	Active NP / RP / WP	○	○	○	○
	Multi Unit(4.8)	—	—	○	○
straumann	Tissue-Level NN (3.5)	○	—	○	—
	Tissue-Level RN (4.8)	○	○	○	○
	Tissue-Level WN (6.5)	○	○	○	—
	Bone Level (3.3 / 4.1)	○	○	○	○
	SC(3.0)	○	○	○	—
	SRA(3.5 / 4.1)	—	—	○	○
	BLX	○	○	○	○
Camlog	Camlog K (3.3 / 3.8 / 4.3 / 5.0 / 6.0)	○	○	○	○
	CONOLOG (3.3 / 3.8 / 4.3 / 5.0)	○	純正のみ○	○	純正のみ○
Zimmer	TSV 3.0	○	○	○	—
	TSV 3.5(緑) / 4.5(紫) / 5.5(黄)	○	○	○	○
	Spline(3.75/5.0)	○	○	○	—
Neodent	GM	○	純正のみ○	○	純正のみ○
Astra	yellow(3.0)	○	○	○	—
	Aqua(3.5, 4.0)	○	○	○	○
	Lilac(4.5, 5.0)	○	○	○	○
	EV System (3.0 / 3.6 / 4.2 / 4.8 / 5.4)	○	○	○	○
Dentsply	Xive(3.0)	○	○	○	○
	Xive Mini(3.4) Regular(3.8)	○	○	○	○
	Xive Wide(4.5) Wide(5.5)	○	○	○	○
	Ankylos	○	○	○	○
3i ※クイックコネクション無し	Certain (3.4 / 4.1 / 5.0 / 6.0)	○	○	○	○
	External (Mini / Regular / Wide)	○	○	○	○
Osstem	GS,TS (Mini / Standard)	○	○	○	○
Dentium	Implantium	○	○	○	○
	Superline	○	○	○	○
	Munti unit	—	—	○	—
SPI	Thommen (3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 / 6.0)	○	○	○	○
Mytis	Type C	○(BLのみ)	—	—	—
KYOCERA	POIEX (3.7 / 4.2)	○	○	○	○
	FINESIA BL(3.2/3.4)	○	純正のみ○	—	—
	FINESIA BL(3.7/4.2)	○	○	—	—
DIO DIGITAL	UF II (Narrow)	○	—	○	—
	UF II (Standard)	○	○	○	○
Neobiotech	IS	○	○	○	○
Bicon	Bicon	○	—	○	—

※ ジルコニアインプラントに使用するベースは歯科技工所Geo Custom Solutionsで製作したものを使用いたします

※ BioHorizonsはTSVと互換(3.0 / 3.5 / 4.5 / 5.7)